

テキスト・バイナリファイル変換プログラム (NoruPro Light Systems.)



Text To Wave File Converter

2000年10月発売

テキスト・バイナリファイル変換プログラム(Text To Wave File Converter)は、テキスト型で保存されている時系列データ(波形データ)を、各種のバイナリ型のデータに変換するプログラムです。各デジタル脳波計ではテキストデータに変換する機能がついている場合が多いため、テキストデータを介してデータコンバートが可能になります。但し、テキストデータにはデータに関する付加情報が含まれていない場合が多く、変換時に付加情報をマニュアルで入力する必要があります。

現在サポートしている変換フォーマット

- PSG フォーマット (睡眠学会) N-010-10001A
- NECメディカル 脳波データフォーマット (NECメディカルシステムズ) N-010-10001B


特徴

- Windows 環境の PC 上で動作。
- 予め判明しているファイル変換情報を保持可能。
- テキスト情報からチャンネル名を自動検出可能。
- 操作ヘルプが充実。

用途

- データの互換コンバート
- 時系列データの有効活用


オリジナルファイル指定画面例



患者情報入力画面例



チャンネル情報入力画面例



変換実行画面例



動作環境

- パーソナルコンピュータ (PC/AT 互換機) Pentium (相当) 以上
- メモリ 40MB 以上, ハードディスクの残り容量 100MB 以上
- 使用可能 OS Windows2000, NT4.0, Windows95, 98


ライセンス (プログラムダウンロード時、ヘルプ付)

1. 形式 N-010-10001A PSG ファイルへの変換
¥25,000 (e-割引 ¥20,000)
2. 形式 N-010-10001B NECメディカル社脳波データ バイオフォーマット変換機能
¥125,000 (e-割引 ¥100,000)

オプション価格

- CD-R 版(取説ファイル含み) プラス 5,000 円
- 取扱説明書印刷 (1部) プラス 3,000 円

お試し版をダウンロードすることができます。(http://www.norupro.ne.jp)
(但し、変換データサイズが制限されています)



開発元 **のるぷろライトシステムズ** 問い合わせメール info@norupro.ne.jp
〒185-0003 東京都分寺市戸倉 2-11-25 TEL/FAX 042-304-1951 できるだけメールでお問い合わせください。